













ClearaDEZ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО
С ЧАС И ГЛУТАРОВЫМ АЛЬДЕГИДОМ

1,00 - 1,10	Бесцветный	Жидкость	5,5-8,0
 ρ	 Цвет	 Консистенция	 pH
Плотность	Цвет	Консистенция	Водородный показатель
 Генерация тумана	 Орошение	 Пеногенератор	 Температурный режим
			 Защита рук
			 Защита дыхания

Дезинфектант широкого спектра действия в отношении возбудителей болезней животных и птицы первой, второй и третьей групп устойчивости, включая патогенных микроорганизмов, вирусов (в т.ч. вируса гриппа птиц, чумы), грибов (включая грибы родов Кандида, Трихофитон, дрожжи). Применяют для проведения профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветеринарного надзора, дезинфекции автотранспорта, обуви и спецодежды, заправки дезковриков и дезбарьеров, дезинфекции яиц. На средство имеются отчеты исследовательского центра об эффективности против возбудителя гриппа птиц и африканской чумы свиней. Применяется методами орошения, генерирования холодного тумана, пеногенераторами, замачиванием и протиранием.

Работает в воде повышенной жесткости при температурах от +5°C до +50°C. Возможно применение растворов при отрицательных температурах (до -20°C). Рабочие растворы не оказывают отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности.

● **Инструкция:**

1. Предварительно провести механическую чистку от имеющихся загрязнений.
2. Для дезинфекции методом мелкокапельного орошения, генерирования пены и протирания: концентрация растворов 0,5-1,0%, экспозиция 15-30 мин;
Для аэрозольной дезинфекции: концентрация растворов 20,0%, экспозиция 20-30 мин;
Для дезинфекции методом холодного тумана: концентрация растворов 0,15-0,20%, экспозиция 15-25 мин, при вынужденной дезинфекции концентрация увеличивается до 5,0%, экспозиция 30 мин;
Для заправки дезковриков и дезбарьеров: концентрация растворов 0,5-1,0%, замена не реже 1 раза в 14 дней.

Допускается проводить дезинфекцию в присутствии животных, по возможности исключая их прямой контакт со средством. По истечении времени экспозиции места возможного скопления остатков средства, доступные для животных, промывают водой. С остальных поверхностей смывание остатков средства не требуется. После обработки рекомендуется проветрить помещение. Более подробно в Инструкции производителя.

● **Состав:**

Глутаровый альдегид, ЧАС, ПАВы, функциональные добавки, вода.

● **Хранение:**

Хранить в закрытом виде при температуре от -5°C до +35°C в темном, сухом, вентилируемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей.

● **Срок годности:**

36 месяцев со дня изготовления продукции при условии хранения в невскрытой упаковке предприятия-изготовителя в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от -5°C до +35°C. После размораживания средство сохраняет заявленные свойства. Срок годности рабочего раствора - не более 21 суток.